



Fiche technique REF 11.82.71

25.08.2026

Données générales			
Référence	11.82.71	Jacobson métal dur Micro Porte-aiguille avec fermeture lisse21.0cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826018177
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-621
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Poids (kg)	0,040	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.53 (catalogue cardio) 450.00.58 (catalogue neuro cranialis instr p la neurochir crânienne) 450.00.59 (catalogue neuro spinalis instr p la neurochir spinale) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	21.0cm	Revêtement	Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Autres	K40 (WcCo)		