



Fiche technique REF 12.15.56

03.06.2026

Données générales			
Référence	12.15.56	Porte-aiguille drt sans verrouillage avec revêtement en diamant 0.4mm 15cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826018405
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-621
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Poids (kg)	0,020	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1



Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.53 (catalogue cardio) 450.00.58 (catalogue neuro cranialis instr p la neurochir crânienne) 450.00.59 (catalogue neuro spinalis instr p la neurochir spinale) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique)
----------------	--

Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	0.4mm 15cm	Revêtement	Revêtement dur pour les surfaces de travail des porte-aiguilles

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)