



Fiche technique REF 12.15.70

25.08.2026

Données générales			
Référence	12.15.70	Porte-aiguille drt sans verrouillage 15cm micro 2000	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826018443
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-621
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Poids (kg)	0,054	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1



Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.53 (catalogue cardio) 450.00.58 (catalogue neuro cranialis instr p la neurochir crânienne) 450.00.59 (catalogue neuro spinalis instr p la neurochir spinale) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique)
----------------	--

Image principale

Image détaillée



Dimensions	15cm	Revêtement	Couche d'oxyde artificielle (couleurs d'interférence) sur la surface des produits en aluminium
------------	------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Poignée	3.2315 (AlMgSi1)
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)