



Fiche technique REF 12.18.70

25.08.2026

Données générales			
Référence	12.18.70	Porte-aiguille drt sans verrouillage 18cm micro 2000	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826018689
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-621
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Poids (kg)	0,057	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.53 (catalogue cardio) 450.00.58 (catalogue neuro cranialis instr p la neurochir crânienne) 450.00.59 (catalogue neuro spinalis instr p la neurochir spinale) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	18cm	Revêtement	Couche d'oxyde artificielle (couleurs d'interférence) sur la surface des produits en aluminium
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Poignée	3.2315 (AlMgSi1)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		