



Fiche technique REF 12.18.74

25.08.2026

Données générales			
Référence	12.18.74	Porte-aiguille drt avec fermeture avec revêtement en diamant 18cm micro 2000	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826018726
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-621
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Poids (kg)	0,059	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1



Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.53 (catalogue cardio) 450.00.58 (catalogue neuro cranialis instr p la neurochir crânienne) 450.00.59 (catalogue neuro spinalis instr p la neurochir spinale) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale)
----------------	---

Image principale

Image détaillée



Dimensions	18cm	Revêtement	Revêtement dur pour les surfaces de travail des porte-aiguilles avec des parties en aluminium
------------	------	------------	---

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Poignée	3.2315 (AlMgSi1)
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)