



Fiche technique REF 12.18.87

25.08.2026

Données générales			
Référence	12.18.87	Porte-aiguille courbe sans verrouillage 18cm Ti Mikro	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826018849
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-621
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Poids (kg)	0,018	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.53 (catalogue cardio) 450.00.58 (catalogue neuro cranialis instr p la neurochir crânienne) 450.00.59 (catalogue neuro spinalis instr p la neurochir spinale) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 451.04.41 (prospectus instr en titane p la chir cardiaque et vasc)
----------------	--

Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	18cm	Revêtement	Couche d'oxyde artificielle (couleurs d'interférence) sur la surface des produits en titane

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))