



Fiche technique REF 13.05.03

03.06.2026

Données générales			
Référence	13.05.03	Emmet aiguille de ligature 20.5cm Fig 3	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32864	GTIN	04046826019082
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-234
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Poids (kg)	0,037	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1



Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)
----------------	--

Image principale

Image détaillée



Dimensions	20.5cm	Revêtement	
------------	--------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)