




## Fiche technique REF 13.12.53

03.06.2026

| Données générales                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                                                          |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Référence                                                                                                                                                                     | 13.12.53                                                                       | Deschamps aiguille de ligature pointé gauche20cm                                                                                                                         |                         |
| Unité de vente                                                                                                                                                                | pièce                                                                          | No. de douane                                                                                                                                                            | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 32864                                                                          | GTIN                                                                                                                                                                     | 04046826019464          |
| Classe de risque                                                                                                                                                              | 1r (EU MDR)                                                                    | Code UMDNS                                                                                                                                                               | 15-234                  |
| Classification                                                                                                                                                                | 6 (EU MDR)                                                                     | Base UDI-DI                                                                                                                                                              | 4046826;B;R001;03;ag;3J |
| Poids (kg)                                                                                                                                                                    | 0,041                                                                          | Mode d'emploi                                                                                                                                                            | GATDR00X                |
| Sans latex                                                                                                                                                                    | non applicable                                                                 | Instructions de retraitement                                                                                                                                             | MPK12-1                 |
| <div></div> |                                                                                |                                                                                                                                                                          |                         |
| Medicon médias                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogue ORL ) |                                                                                                                                                                          |                         |
| Image principale                                                                                                                                                              |                                                                                | Image détaillée                                                                                                                                                          |                         |
|                                                                                             |                                                                                |   |                         |
| Dimensions                                                                                                                                                                    | 20cm                                                                           | Revêtement                                                                                                                                                               |                         |
| Conditions de stockage                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                                          |                         |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise                                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                          |                         |
| Matériaux                                                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                          |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de matériau (Désignation DIN)                                               |                                                                                                                                                                          |                         |
| Partie principale                                                                                                                                                             | 1.4021 (X20Cr13)                                                               |                                                                                                                                                                          |                         |
| Poignée                                                                                                                                                                       | 1.4301 (X5CrNi18-10)                                                           |                                                                                                                                                                          |                         |