



Fiche technique REF 13.18.01

11.12.2025

Données générales			
Référence	13.18.01	Brunner aiguille de ligature30cm Fig 1	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32864	GTIN	04046826019587
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-234
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Poids (kg)	0,064	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK12-1
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
		 	
Dimensions	30cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		