



Fiche technique REF 13.18.02

11.12.2025

Données générales			
Référence	13.18.02	Brunner aiguille de ligature30cm Fig 2	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32864	GTIN	04046826019594
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-234
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Poids (kg)	0,064	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	30cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		