



Fiche technique REF 13.80.07

03.06.2026

Données générales			
Référence	13.80.07	Michel agrafes 7.5x1.75mm p/1000	
Unité de vente	boîte/1000	No. de douane	90189084
GMDN	38143	GTIN	04046826020392
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	15-964
Classification	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,088	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	7.5x1.75mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		