



Fiche technique REF 14.30.28

25.08.2026

Données générales			
Référence	14.30.28	Pincès coupantes pour fils 19cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32885	GTIN	04046826020958
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-041
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;04;ag;3V
Poids (kg)	0,228	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-1
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.53 (catalogue cardio) 450.00.63 (catalogue Ortopédia)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	19cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4034 (X46Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Poignée	1.4021 (X20Cr13)		
Autres	1.4057 (X17CrNi16-2)		