



Fiche technique REF 14.40.65

03.06.2026

Données générales			
Référence	14.40.65	Niro pince à tension de fil 14cm HM	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32886	GTIN	04046826020996
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-221
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Poids (kg)	0,037	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.53 (catalogue cardio) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 450.00.63 (catalogue Ortopédia)
----------------	---

Image principale

Image détaillée



Dimensions	14cm	Revêtement	Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments
------------	------	------------	---

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Autres	WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)