



Fiche technique REF 14.41.65

03.06.2026

Données générales			
Référence	14.41.65	pince à tension de fil 15cm HM	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32886	GTIN	04046826021009
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-221
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Poids (kg)	0,042	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.53 (catalogue cardio) 450.00.63 (catalogue Ortopédia)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	15cm	Revêtement	Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Autres	WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)		