



Fiche technique REF 14.48.03

11.12.2025

Données générales			
Référence	14.48.03	Corwin Hegar pince à tension de fil 16cm HM	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32886	GTIN	04046826021061
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-221
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Poids (kg)	0,050	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.53 (catalogue cardio) 450.00.63 (catalogue Ortopédia)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	16cm	Revêtement	Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Autres	WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)		