



## Fiche technique REF 15.10.38

03.06.2026

| Données générales |                |                                     |                         |
|-------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Référence         | 15.10.38       | Dieffenbach pinces drt4.8cm Bulldog |                         |
| Unité de vente    | pièce          | No. de douane                       | 90189084                |
| GMDN              | 62470          | GTIN                                | 04046826022402          |
| Classe de risque  | 1r (EU MDR)    | Code UMDNS                          | 10-868                  |
| Classification    | 6 (EU MDR)     | Base UDI-DI                         | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Poids (kg)        | 0,002          | Mode d'emploi                       | GATDR00X                |
| Sans latex        | non applicable | Instructions de retraitement        | MPK20-1                 |



|                |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery)<br>450.00.53 (catalogue cardio )<br>450.00.58 (catalogue neuro cranialis instr p la neurochir crânienne)<br>450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Image principale

## Image détaillée



|            |       |            |  |
|------------|-------|------------|--|
| Dimensions | 4.8cm | Revêtement |  |
|------------|-------|------------|--|

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

|                   | N° de matériau (Désignation DIN) |
|-------------------|----------------------------------|
| Partie principale | 1.4024 (X15Cr13)                 |