



Fiche technique REF 15.20.14

25.08.2026

Données générales			
Référence	15.20.14	Kocher Baby Pince hémostatique drt14cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826022839
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-865
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Poids (kg)	0,024	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.53 (catalogue cardio)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	14cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		