



## Fiche technique REF 15.45.32

25.08.2026

| Données générales |                |                                                      |                         |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Référence         | 15.45.32       | Halsted Mosquito Pince hémostatique courbe 12.5cm Ti |                         |
| Unité de vente    | pièce          | No. de douane                                        | 90189084                |
| GMDN              | 62468          | GTIN                                                 | 04046826023171          |
| Classe de risque  | 1r (EU MDR)    | Code UMDNS                                           | 10-865                  |
| Classification    | 6 (EU MDR)     | Base UDI-DI                                          | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Poids (kg)        | 0,010          | Mode d'emploi                                        | GATDR00X                |
| Sans latex        | non applicable | Instructions de retraitement                         | MPK23-1                 |



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogue ORL )<br>450.00.53 (catalogue cardio )<br>450.00.60 (catalogue chirurgie plastique )<br>450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale)<br>451.04.41 (prospectus instr en titane p la chir cardiaque et vasc) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Image principale

## Image détaillée



|            |        |            |                                                                                             |
|------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions | 12.5cm | Revêtement | Couche d'oxyde artificielle (couleurs d'interférence) sur la surface des produits en titane |
|------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

|                   | N° de matériau (Désignation DIN)    |
|-------------------|-------------------------------------|
| Partie principale | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI)) |