



## Fiche technique REF 16.10.20

25.08.2026

| Données générales                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                           |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Référence                                                                                                                                                                     | 16.10.20                                                                          | Rochester Pean Pince hémostatique drt20cm |                         |
| Unité de vente                                                                                                                                                                | pièce                                                                             | No. de douane                             | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 62468                                                                             | GTIN                                      | 04046826023881          |
| Classe de risque                                                                                                                                                              | 1r (EU MDR)                                                                       | Code UMDNS                                | 10-865                  |
| Classification                                                                                                                                                                | 6 (EU MDR)                                                                        | Base UDI-DI                               | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Poids (kg)                                                                                                                                                                    | 0,070                                                                             | Mode d'emploi                             | GATDR00X                |
| Sans latex                                                                                                                                                                    | non applicable                                                                    | Instructions de retraitement              | MPK23-1                 |
| <div></div> |                                                                                   |                                           |                         |
| Medicon médias                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery)<br>450.00.53 (catalogue cardio ) |                                           |                         |
| Image principale                                                                                                                                                              |                                                                                   | Image détaillée                           |                         |
|          |                                                                                   |                                           |                         |
| Dimensions                                                                                                                                                                    | 20cm                                                                              | Revêtement                                |                         |
| Conditions de stockage                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                           |                         |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise                                                                                                                  |                                                                                   |                                           |                         |
| Matériaux                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                           |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de matériau (Désignation DIN)                                                  |                                           |                         |
| Partie principale                                                                                                                                                             | 1.4021 (X20Cr13)                                                                  |                                           |                         |