



Fiche technique REF 16.14.74

25.08.2026

Données générales			
Référence	16.14.74	Sarot Pince hémostatique drt24cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826024413
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-865
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Poids (kg)	0,072	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.53 (catalogue cardio)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	24cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		