



## Fiche technique REF 16.33.23

25.08.2026

| Données générales |                |                                                    |                         |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Référence         | 16.33.23       | Moynihan Pince hémostatique légèrement courbe 23cm |                         |
| Unité de vente    | pièce          | No. de douane                                      | 90189084                |
| GMDN              | 62468          | GTIN                                               | 04046826024796          |
| Classe de risque  | 1r (EU MDR)    | Code UMDNS                                         | 10-865                  |
| Classification    | 6 (EU MDR)     | Base UDI-DI                                        | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Poids (kg)        | 0,065          | Mode d'emploi                                      | GATDR00X                |
| Sans latex        | non applicable | Instructions de retraitement                       | MPK23-1                 |



Medicon médias 450.00.03 (catalogue general the art of surgery)

## Image principale

## Image détaillée



Dimensions 23cm Revêtement

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

|                   | N° de matériau (Désignation DIN) |
|-------------------|----------------------------------|
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13)                 |