



## Fiche technique REF 16.66.35

25.08.2026

| Données générales                                                                                                                                                                |                                                  |                                       |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Référence                                                                                                                                                                        | 16.66.35                                         | Overholt pince à dissection dél26.5cm |                         |
| Unité de vente                                                                                                                                                                   | pièce                                            | No. de douane                         | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                             | 62468                                            | GTIN                                  | 04046826025724          |
| Classe de risque                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                      | Code UMDNS                            | 10-865                  |
| Classification                                                                                                                                                                   | 6 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI                           | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Poids (kg)                                                                                                                                                                       | 0,045                                            | Mode d'emploi                         | GATDR00X                |
| Sans latex                                                                                                                                                                       | non applicable                                   | Instructions de retraitement          | MPK23-1                 |
| <div></div>    |                                                  |                                       |                         |
| Medicon médias                                                                                                                                                                   | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) |                                       |                         |
| Image principale                                                                                                                                                                 |                                                  | Image détaillée                       |                         |
| <div></div> |                                                  |                                       |                         |
| Dimensions                                                                                                                                                                       | 26.5cm                                           | Revêtement                            |                         |
| Conditions de stockage                                                                                                                                                           |                                                  |                                       |                         |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise                                                                                                                     |                                                  |                                       |                         |
| Matériaux                                                                                                                                                                        |                                                  |                                       |                         |
|                                                                                                                                                                                  | N° de matériau (Désignation DIN)                 |                                       |                         |
| Partie principale                                                                                                                                                                | 1.4021 (X20Cr13)                                 |                                       |                         |