



Fiche technique REF 16.81.21

03.06.2026

Données générales			
Référence	16.81.21	Phaneuf Pince hémostatique Coudé vers le haut 21cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826025939
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-865
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Poids (kg)	0,078	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1



Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)
----------------	--

Image principale

Image détaillée



Dimensions	21cm	Revêtement	
------------	------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)