



Fiche technique REF 17.07.23

25.08.2026

Données générales			
Référence	17.07.23	Mixer pincés courbe 23cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826026110
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-212
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Poids (kg)	0,062	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.53 (catalogue cardio)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	23cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		