



Fiche technique REF 17.72.20

03.06.2026

Données générales			
Référence	17.72.20	Presbyterian Hospital clamp pour tube 20cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32146	GTIN	04046826026851
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	10-875
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;05;WQ
Poids (kg)	0,079	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	20cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		