



Fiche technique REF 17.73.14

03.06.2026

Données générales			
Référence	17.73.14	clamp pour tube largement rainuré 14.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32146	GTIN	04046826026929
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	10-875
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;05;WQ
Poids (kg)	0,037	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL)
----------------	--

Image principale	Image détaillée
	
Dimensions	14.5cm
Revêtement	

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)