



## Fiche technique REF 19.50.20

03.06.2026

| Données générales                                                                                                                                                             |                                                                                |                                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Référence                                                                                                                                                                     | 19.50.20                                                                       | Foerster Pince à éponge drt20cm |                         |
| Unité de vente                                                                                                                                                                | pièce                                                                          | No. de douane                   | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 11791                                                                          | GTIN                            | 04046826310028          |
| Classe de risque                                                                                                                                                              | 1r (EU MDR)                                                                    | Code UMDNS                      | 11-791                  |
| Classification                                                                                                                                                                | 6 (EU MDR)                                                                     | Base UDI-DI                     | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Poids (kg)                                                                                                                                                                    | 0,058                                                                          | Mode d'emploi                   | GATDR00X                |
| Sans latex                                                                                                                                                                    | non applicable                                                                 | Instructions de retraitement    | MPK23-1                 |
| <div></div> |                                                                                |                                 |                         |
| Medicon médias                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogue ORL ) |                                 |                         |
| Image principale                                                                                                                                                              |                                                                                | Image détaillée                 |                         |
| <div></div>                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                 |                         |
| Dimensions                                                                                                                                                                    | 20cm                                                                           | Revêtement                      |                         |
| Conditions de stockage                                                                                                                                                        |                                                                                |                                 |                         |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise                                                                                                                  |                                                                                |                                 |                         |
| Matériaux                                                                                                                                                                     |                                                                                |                                 |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de matériau (Désignation DIN)                                               |                                 |                         |
| Partie principale                                                                                                                                                             | 1.4021 (X20Cr13)                                                               |                                 |                         |