



## Fiche technique REF 19.55.24

03.06.2026

| Données générales |                |                                              |                         |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| Référence         | 19.55.24       | Bergmann Foerster Pince à éponge courbe 24cm |                         |
| Unité de vente    | pièce          | No. de douane                                | 90189084                |
| GMDN              | 11791          | GTIN                                         | 04046826027513          |
| Classe de risque  | 1r (EU MDR)    | Code UMDNS                                   | 11-791                  |
| Classification    | 6 (EU MDR)     | Base UDI-DI                                  | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Poids (kg)        | 0,065          | Mode d'emploi                                | GATDR00X                |
| Sans latex        | non applicable | Instructions de retraitement                 | MPK23-1                 |



|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) |
|----------------|--------------------------------------------------|

## Image principale

## Image détaillée



|            |      |            |  |
|------------|------|------------|--|
| Dimensions | 24cm | Revêtement |  |
|------------|------|------------|--|

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
|                   | N° de matériau (Désignation DIN) |
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13)                 |