



Fiche technique REF 20.12.01

11.12.2025

Données générales			
Référence	20.12.01	Fomon crochet 2 dents boutonné iso16cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826538811
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-381
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	oui	Instructions de retraitement	MPK03-1
			
Medicon médias	453.03.01 (Blepharoplasty - Instruments pour la blépharoplastie Brochure)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	16cm	Revêtement	Revêtement thermoplastique en poudre de polyamide en différentes couleurs
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		