



Fiche technique REF 20.17.18

03.06.2026

Données générales			
Référence	20.17.18	Cushing Crochet veineux 18mm 20cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826027964
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-393
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,025	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.53 (catalogue cardio) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	18mm 20cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		