



Fiche technique REF 20.35.01

11.12.2025

Données générales			
Référence	20.35.01	Barsky crochet 1 dent15cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826028350
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	12-035
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,020	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) 451.02.51 (ORL boîte d base Dr M W Winter Jeus d' instr de chirurgie ORL) 453.30.00 (daniel - Kit d'instruments de rhinoplastie avancée Brochure)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	15cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		