



## Fiche technique REF 202.40.12

25.08.2026

| Données générales                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                                                                                                                                                     | 202.40.12                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ciseaux à dissection drt12cm SC |                                                                                                 |
| Unité de vente                                                                                                                                                                | pièce                                                                                                                                                                                                                                                                           | No. de douane                   | 90189084                                                                                        |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 38727                                                                                                                                                                                                                                                                           | GTIN                            | 04046826171292                                                                                  |
| Classe de risque                                                                                                                                                              | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                                     | Code UMDNS                      | 13-492                                                                                          |
| Classification                                                                                                                                                                | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                                      | Base UDI-DI                     | 4046826;B;R001;01;ag;2U                                                                         |
| Poids (kg)                                                                                                                                                                    | 0,017                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mode d'emploi                   | GATDR00X                                                                                        |
| Sans latex                                                                                                                                                                    | non applicable                                                                                                                                                                                                                                                                  | Instructions de retraitement    | MPK23-1                                                                                         |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                 |
| Medicon médias                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogue ORL )<br>450.00.53 (catalogue cardio )<br>450.00.60 (catalogue chirurgie plastique )<br>450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale)<br>451.03.23 (prospectus medicut ciseaux ) |                                 |                                                                                                 |
| Image principale                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Image détaillée                 |                                                                                                 |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                 |
| Dimensions                                                                                                                                                                    | 12cm                                                                                                                                                                                                                                                                            | Revêtement                      | Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments |
| Conditions de stockage                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                 |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                 |
| Matériaux                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               | N° de matériau (Désignation DIN)                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                 |
| Partie principale                                                                                                                                                             | 1.4117 (X38CrMoV15)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                 |
| Vis                                                                                                                                                                           | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                 |