



Fiche technique REF 203.32.20

25.08.2026

Données générales			
Référence	203.32.20	Sims Ciseaux drt ptu/ptu20.0cm SC supercut	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35328	GTIN	04046826171643
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-493
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Poids (kg)	0,063	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	20.0cm	Revêtement	Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Vis	1.4117 (X38CrMoV15) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		