



Fiche technique REF 214.75.23

03.06.2026

Données générales			
Référence	214.75.23	Gorney Freeman Ciseaux23cm BI-Line SC	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826174385
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-492
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Poids (kg)	0,070	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.53 (catalogue cardio) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 451.03.23 (prospectus medicut ciseaux)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	23cm	Revêtement	Couche PVD artificielle de nitrure de titane aluminium carbone, par ex. ciseaux Magic Cut
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4117 (X38CrMoV15)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		