




Fiche technique REF 22.73.03

03.06.2026

Données générales			
Référence	22.73.03	Billroth Écarteur 3 dents 35x43mm 25cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826030292
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-242
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,139	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	35x43mm 25cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		