



## Fiche technique REF 224.75.67

25.08.2026

| Données générales |                |                                       |                         |
|-------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Référence         | 224.75.67      | Gorney Freeman Ciseaux courbe 17cm MC |                         |
| Unité de vente    | pièce          | No. de douane                         | 90189084                |
| GMDN              | 38727          | GTIN                                  | 04046826174989          |
| Classe de risque  | 1r (EU MDR)    | Code UMDNS                            | 13-492                  |
| Classification    | 6 (EU MDR)     | Base UDI-DI                           | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Poids (kg)        | 0,030          | Mode d'emploi                         | GATDR00X                |
| Sans latex        | non applicable | Instructions de retraitement          | MPK23-1                 |



|                |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogue ORL )<br>450.00.53 (catalogue cardio )<br>450.00.60 (catalogue chirurgie plastique )<br>451.03.23 (prospectus medicut ciseaux ) |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Image principale

## Image détaillée



|            |      |            |                                                                          |
|------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions | 17cm | Revêtement | Couche PVD artificielle de nitrure de titane aluminium et parties dorées |
|------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

|                   | N° de matériau (Désignation DIN) |
|-------------------|----------------------------------|
| Partie principale | 1.4117 (X38CrMoV15)              |
| Vis               | 1.4305 (X8CrNiS18-9)             |
| Autres            | WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)      |