



Fiche technique REF 227.53.63

25.08.2026

Données générales			
Référence	227.53.63	Fomon Ciseaux coudé vers le bas13cm MC	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826175184
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-500
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Poids (kg)	0,030	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 451.03.23 (prospectus medicut ciseaux)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	13cm	Revêtement	Couche PVD artificielle de nitrure de titane aluminium et parties dorées
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4117 (X38CrMoV15)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Autres	WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)		