



Fiche technique REF 23.25.09

25.08.2026

Données générales			
Référence	23.25.09	Langenbeck Kocher Écarteur20x45mm 21cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826030698
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-242
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,077	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK12-1
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.46 (catalogue sinuscopie) 450.00.53 (catalogue cardio) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	20x45mm 21cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		