



Fiche technique REF 23.37.20

25.08.2026

Données générales			
Référence	23.37.20	Morris Écarteur 50x55mm 22.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826031022
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-242
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,147	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-1
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	50x55mm 22.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		