



Fiche technique REF 23.40.45

25.08.2026

Données générales			
Référence	23.40.45	Kocher Écarteur 45x80mm 25.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826031091
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-242
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,178	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-1



Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)
----------------	--

Image principale

Image détaillée



Dimensions	45x80mm 25.5cm	Revêtement	
------------	----------------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)