



Fiche technique REF 23.40.55

25.08.2026

Données générales			
Référence	23.40.55	Kocher Écarteur 55x80mm 25.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826031107
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-242
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,193	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK24-1



Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)
----------------	--

Image principale

Image détaillée



Dimensions	55x80mm 25.5cm	Revêtement	
------------	----------------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)