






## Fiche technique REF 23.54.31

11.12.2025

Données générales			
Référence	23.54.31	Doyen Écarteur/spéculum35x55mm 24cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826031435
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-666
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,180	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	35x55mm 24cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		