



Fiche technique REF 23.54.34

03.06.2026

Données générales			
Référence	23.54.34	Doyen Écarteur/spéculum 150x35mm 24cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826031466
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-666
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,255	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK24-1



Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)
----------------	--

Image principale

Image détaillée



Dimensions	150x35mm 24cm	Revêtement	
------------	---------------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)