



## Fiche technique REF 23.54.43

03.06.2026

| Données générales                                                                                                                                                             |                                                  |                                      |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Référence                                                                                                                                                                     | 23.54.43                                         | Doyen Écarteur/spéculum45x115mm 24cm |                         |
| Unité de vente                                                                                                                                                                | pièce                                            | No. de douane                        | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 45918                                            | GTIN                                 | 04046826031497          |
| Classe de risque                                                                                                                                                              | 1r (EU MDR)                                      | Code UMDNS                           | 13-666                  |
| Classification                                                                                                                                                                | 6 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI                          | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Poids (kg)                                                                                                                                                                    | 0,241                                            | Mode d'emploi                        | GATDR00X                |
| Sans latex                                                                                                                                                                    | non applicable                                   | Instructions de retraitement         | MPK24-1                 |
| <div></div> |                                                  |                                      |                         |
| Medicon médias                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) |                                      |                         |
| Image principale                                                                                                                                                              |                                                  | Image détaillée                      |                         |
|                                                                                             |                                                  |                                      |                         |
| Dimensions                                                                                                                                                                    | 45x115mm 24cm                                    | Revêtement                           |                         |
| Conditions de stockage                                                                                                                                                        |                                                  |                                      |                         |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise                                                                                                                  |                                                  |                                      |                         |
| Matériaux                                                                                                                                                                     |                                                  |                                      |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de matériau (Désignation DIN)                 |                                      |                         |
| Partie principale                                                                                                                                                             | 1.4301 (X5CrNi18-10)                             |                                      |                         |
| Poignée                                                                                                                                                                       | 1.4301 (X5CrNi18-10)                             |                                      |                         |