



Fiche technique REF 23.73.50

03.06.2026

Données générales			
Référence	23.73.50	Deaver Écarteur 50mm 32cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826032012
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-649
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,259	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK24-1
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.53 (catalogue cardio)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	50mm 32cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		