



Fiche technique REF 23.76.05

11.12.2025

Données générales			
Référence	23.76.05	Tebbetts écarteur avec fibre optique 18.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826032173
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	15-242
Classification	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,200	Mode d'emploi	G237600
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias	450.00.60 (catalogue chirurgie plastique)		
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	18.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		