



Fiche technique REF 24.10.70

25.08.2026

Données générales			
Référence	24.10.70	Logan (Goldstein) ecarteur 3x3d ptu 3.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826032517
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	13-390
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	4046826;A002;03;P6
Poids (kg)	0,007	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	3.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Autres	1.4104 (X14CrMoS17)		