



Fiche technique REF 24.23.02

11.12.2025

Données générales			
Référence	24.23.02	Funk écarteur à tissus droite 90mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826457129
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-218
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;02;aj;59
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
			
Medicon médias	453.08.00 (Presto Brochure)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	90mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		