



## Fiche technique REF 24.40.17

03.06.2026

| Données générales                                                                             |                                                  |                              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Référence                                                                                     | 24.40.17                                         | Gelpi Écarteur17cm           |                    |
| Unité de vente                                                                                | pièce                                            | No. de douane                | 90189084           |
| GMDN                                                                                          | 45182                                            | GTIN                         | 04046826033187     |
| Classe de risque                                                                              | 2a (EU MDD)                                      | Code UMDNS                   | 13-390             |
| Classification                                                                                | 7 (EU MDD)                                       | Base UDI-DI                  | 4046826;A002;03;P6 |
| Poids (kg)                                                                                    | 0,130                                            | Mode d'emploi                |                    |
| Sans latex                                                                                    | non applicable                                   | Instructions de retraitement | MPK03              |
| <div></div>  |                                                  |                              |                    |
| Medicon médias                                                                                | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) |                              |                    |
| Image principale                                                                              |                                                  | Image détaillée              |                    |
| <div></div> |                                                  |                              |                    |
| Dimensions                                                                                    | 17cm                                             | Revêtement                   |                    |
| Conditions de stockage                                                                        |                                                  |                              |                    |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise                                  |                                                  |                              |                    |
| Matériaux                                                                                     |                                                  |                              |                    |
|                                                                                               | N° de matériau (Désignation DIN)                 |                              |                    |
| Partie principale                                                                             | 1.4021 (X20Cr13)                                 |                              |                    |
| Vis                                                                                           | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                             |                              |                    |