




Fiche technique REF 24.52.38

11.12.2025

Données générales			
Référence	24.52.38	valve laterale 62x38mm paire	
Unité de vente	boîte/2	No. de douane	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826033453
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	13-390
Classification	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,140	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	62x38mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	1.4305 (X8CrNiS18-9)		